



<b>FICHA TÉCNICA</b>
<b>CENTRO:</b> CEADAC
<b>PRODUCTO:</b> BIPEDESTADOR NO DINAMICO
<b>PROCESO Y FECHA DE ADQUISICIÓN:</b> ADQUISICION CENTRALIZADA (PLACE Y PATRIMONIO) (MAYO-JUNIO 2023)
<b>OBJETIVO PRINCIPAL:</b> Prevenir acortamientos a nivel de tobillos, evitar osteoporosis, activar la circulación sanguínea y normalizar el tono muscular.
<b>JUSTIFICACIÓN</b> Dispositivo que permite posicionar a la persona usuaria en una postura vertical (bipedestación), ayuda a mantener correctamente alineados los miembros inferiores, mientras equilibran el tronco. Para las personas que se desplazan en silla de ruedas es de vital importancia estar de pie en las sesiones de rehabilitación, para prevenir acortamientos a nivel de tobillos, evitar osteoporosis, activar la circulación sanguínea y normalizar el tono muscular.
<b>LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA RED DE CENTROS</b> Alineado con la estrategia de vida activa, promoción de la autonomía y desinstitucionalización de población vinculada a los centros y concretamente para la consecución del Objetivo 2.1 proyecto para la vida activa promoción de la autonomía y desinstitucionalización, es preciso adquirir productos que potencien la autonomía personal facilitando la autonomía y la desinstitucionalización
<b>UBICACIÓN:</b> DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL
<b>DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PRODUCTO:</b> 